

# Alginaatafdruk



Alginaat, mengkom, maatbeker water, maatlepel alginaat, kleefmiddel, mengspatel afdruklepel





Ontsmettingsmiddel - plastic zakje -  
laboformulier - alginaat oplosmiddel





**CAVEX**  
Your impression is our concern!

tel. +31 (0)23 530 77 00 - fax. +31 (0)23 535 64 82 - www.cavex.nl

Dentist: \_\_\_\_\_  
Patient: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
Disinfected:  yes  no

Instructions for loading alginate impressions: rinse impression under running water from impression. Do not blow dry! Place impression inside this bag and close extra water, dip cotton wool or wet tissue. Cavex alginate impressions: impression taking Cavex ColorChange within 120 hours.

**H**  
Cavex ImpreSafe  
Disinfecting and cleaning concentrate for all kinds of impression materials such as alginate, silicone and plaster.  
Content: 1 liter  
Active ingredient: Betadine® Povidone-Iodine 10% solution in 3 minutes  
FOR DENTAL USE ONLY  
CE mark  
CAVEX

CAVEX  
Cavex ImpreSafe

**i**  
CAVEX  
Cavex Cream Alginate  
Alginate impression material  
EASY MIXING  
Dustfree  
Normal Setting  
5min  
CAVEX

CAVEX

MIRATRAY SPRAY  
e 225 ml

U2  
6000  
HEMISTRIL  
CE

3

<b>alginaat afdruk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• patiënt klaarzetten, servet, inlichten</li> <li>• keuze van de lepel</li> <li>• aanbrengen kleefmiddel</li> <li>• schudden / omroeren alginaat in doos</li> <li>• afmeten alginaatpoeder</li> <li>• afmeten water en bij alginaat voegen</li> <li>• mengen alginaat</li> <li>• alginaat aanbrengen in lepel</li> <li>• plaatsen van lepel met alginaat in de mond van de patiënt</li> <li>• wachten tot alginaat is uitgehard</li> <li>• verwijderen afdruk uit de mond</li> <li>• wegspoelen van speeksel en bloed onder stromend water uit de afdruk</li> <li>• controle van de afdruk</li> <li>• desinfectie van de afdruk</li> <li>• afdruk in een plastic zakje (geen vochtige doekjes of watterollen toevoegen)</li> <li>• gegevens noteren voor labo (bestellen individuele lepel)</li> <li>• afspraak voor volgende consultatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• servet</li> <li>• alginaat</li> <li>• lepel</li> <li>• maatbeker water</li> <li>• maatlepel alginaat</li> <li>• mengkom</li> <li>• mengspatel</li> <li>• kleefmiddel</li> <li>• ontsmettingsmiddel voor afdrukken</li> <li>• plastic zakjes</li> <li>• viltstift</li> <li>• laboformulier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle benodigdheden klaarzetten</li> <li>• patiënt klaarzetten (meestal niet liggend - servet)</li> <li>• patiënt vertellen wat er gaat gebeuren (voorbereiden op kokhalzen)</li> <li>• lepels aanbieden om te passen</li> <li>• gekozen lepel voorzien van kleefmiddel</li> <li>• gevraagde aantal maatjes alginaat in mengkom en water klaarzetten</li> <li>• eventueel alginaat mengen en lepel vullen en aanbieden aan de tandarts</li> <li>• eventueel spiegel aanreiken om teveel aan alginaat weg te nemen</li> <li>• eventueel met speekselzuiger teveel aan speeksel wegzuigen</li> <li>• reinigen mengkom en spatel voor volgende afdruk</li> <li>• reinigen patiënt</li> <li>• alginaatafdruk afspoelen en ontsmetten</li> <li>• alginaatafdruk in plastic zak</li> <li>• instructies voor het labo noteren</li> <li>• alles in doos voor tandlabo</li> <li>• nieuwe afspraak voor patiënt rekening houdend met leveringstermijn tandlabo</li> <li>• opruimen na de zittijd</li> </ul>
----------------------------	---	---	---