

Amalgaam

Amalgaamcapsules

In deze capsules zit een hoeveelheid poeder en kwik. Sommige capsules moeten geactiveerd worden voor het mengen, andere niet. De verschillende kleuren duiden op een verschillende hoeveelheid.



Capsulemixer

De amalgaamcapsules worden in een capsulemixer geplaatst, de mengtijd wordt ingesteld en gemengd.



Amalgaampotje

De amalgaamcapsule wordt opengemaakt en de inhoud in een potje gegoten.



Amalgaampistool

Het amalgaam wordt opgenomen met een amalgaampistool en aangeboden aan de tandarts. De tandarts brengt het amalgaam aan in de caviteit, geeft het amalgaampistool terug en krijgt een

Amalgaamstopper

Met deze stopper drukt de tandarts het amalgaam aan in de caviteit. Het amalgaampistool wordt terug gevuld en aangegeven. Zo wordt de caviteit in de tand overvloedig gevuld.



Bruneerinstrumenten


hebben een gladde vorm. Hiermee wordt de vulling vorm gegeven. Knobbels en fissuren gemodelleerd.

Na het uitharden van de amalgaam kan met deze bruneerinstrumenten de vulling op glans gebracht worden



Carvers

hebben scherpe randen. Hiermee wordt vullingsmateriaal weggenomen en de vulling gesculpteerd.



Occlusiecontrole

is de controle of de vulling niet te hoog zit. Met een Millerpincet houdt de tandarts een occlusiepapier/articulatiepapier tussen de tanden. De patiënt wordt gevraagd om voorzichtig dicht te bijten. Dit markeert op de vulling waar er contact is met de antagonist.

